

# STOCKBURGER SHOP

## Erektionspumpe und Schröpfköpfe bei Prostataproblemen

Ärzte empfehlen heute die Vakuumtherapie als wirksames Hilfsmittel. So erwähnt auch die Deutsche Krebshilfe in ihrer Broschüre zum Thema Erektionsstörung / Prostataleiden die Anwendung einer Vakuumpumpe.

Unser Prostata Set ist ein deutsches Markenprodukt. Einzelne Komponenten können nachgekauft werden und sind austauschbar. Ein Produkt, das Leistung und Vertrauen vermittelt. Diese patentierte Vakuumpumpe ist TÜV geprüft. Sie ist aus Vollkunststoff hergestellt, leicht zerlegbar und enthält keine versteckten Hohlräume in denen sich Pilze oder andere Krankheitserreger bilden könnten. Sie ist aus schlagfestem transparentem Kunststoff hergestellt und enthält keine Schmiermittel.



Vorteil gegenüber vielen anderen Pumpen, denn viele Schmiermittel enthalten toxische Stoffe.

Bei Entzündungsprozessen der Prostata greifen Medikamente oft nur bedingt. Nach neuesten Erkenntnissen sollen Entzündungen die Vorreiter von Prostatakrebs sein. – Hier greift die Vakuumtherapie als vorbeugende Prophylaxe

Die Vergrößerung der Prostata verläuft sehr langsam über viele Jahre. Es vergehen oft 10 oder 20 Jahre, ehe sich die ersten Probleme beim Wasserlassen bemerkbar machen. Die Mehrzahl der betroffenen Männer sind zu diesem Zeitpunkt älter als 60 Jahre. In diesem Alter betrifft das Leiden drei von

vier Männern, in höherem Alter, etwa ab dem 70. Lebensjahr, ist fast jeder Mann davon betroffen. Aber nicht jeder Mann verspürt die typischen Beschwerden, wobei aber zu bedenken ist, dass das Prostatageschwulst rund um die Uhr giftige Stoffwechselprodukte in die Blutbahn abgibt, wodurch der Alterungsprozess beschleunigt wird.

Vor allem das Herz und die Gefäße werden in Mitleidenschaft gezogen. Außerdem können durch Behinderung der Drüsenabsonderung entzündliche Lebererkrankungen, Bluthochdruck und Arteriosklerose auftreten. Gehirngefäß-Sklerose und Diabetes schreiten schneller voran.

Die Erektionspumpe wirkt, regelmäßig angewandt, auf das Hormonsystem. Ohne die gefürchteten Nebenwirkungen von Medikamenten kann so wesentlich einfacher und erfolgreicher auf die Vergrößerung der Prostata eingewirkt werden. Auf lange Sicht gesehen dürfte die Schröpftherapie die wirksamste Methode sein, um Prostataprobleme einzudämmen. (Der Einfluss vorbeugender Medikamente ist mit den zur Zeit vorhandenen wissenschaftlichen Methoden noch nicht erfassbar). Jedem Mann mit Prostataproblemen möchte ich ein Training anbieten, das sich besonders auch zur Vorbeugung gutartiger Prostatavergrößerungen bewährt hat.

Zuerst trainiere man mit der Erektionspumpe alle 2-3 Tage 30 Min. oder länger. Nach ca. 4 Wochen sollten 2 Wochen Ruhepause eingelegt werden. Der Trainingsablauf kann von jedem Mann unterschiedlich gehandhabt werden, wobei aber einige Prinzipien, die an späterer Stelle dargestellt werden, zu berücksichtigen sind.

Achten Sie bitte darauf, dass nach Erreichen der vollen Erektion bald wieder die Entspannungsphase eingeleitet wird.

\* Die Wirksamkeit ist durch die sogenannte Schulmedizin nicht anerkannt Mehr Information und Geräte finden Sie unter [www.schröpftherapien.de](http://www.schröpftherapien.de)

### ***Trainingsintervalle (Blutfluss)***

Legen Sie den Zylinder an und erzeugen Sie mit der Vakuumpumpe einen Unterdruck. Danach betätigen sie das Ventil. Durch die Lockerung tritt Luft in das Kondom ein, das Glied entspannt sich.

Dieser Vorgang, Unterdruck – Entspannung, verbunden mit Anspannung der Beckenboden – Muskulatur (2 Sek. Anspannen, 2 Sek. Entspannen, öfters wiederholt) verspricht nach unseren Erfahrungswerten eine kraftvolle Steigerung der Potenz und des Wachstums.

Das Training der Beckenmuskulatur sollte auch in der Ruhepause 2x täglich vorgenommen werden (30x bis 50x Muskeln an- und wieder entspannen).

So wird es gemacht:

Kondom – Einlass sowie Glied und Schamhaare (bei der Anwendung des Hodenkondoms auch den Hodensack) vor Beginn des Trainings, wie auch während des Trainings, wenn das Kondom zwischendurch abgezogen wird, gut eincremen,

Den Scherengriff ruckartig (nicht langsam) zusammenpressen. Dadurch wird das eingebaute Flatterventil in Aktion gesetzt und es entsteht Unterdruck. Durch wiederholtes Zusammenpressen wird das Vakuum gesteigert.


### ***Der erzielte Effekt:***

1. Erweiterung der kleinen Blutgefäße – dadurch vermehrte Blutzufuhr (allgemein gesunde Durchblutung).
- 2- Die Schwellkörper werden zu einer immer größeren Blutaufnahmefähigkeit trainiert.
3. Das schwammartige Netzgewebe wird stark gedehnt und zu einer erhöhten Elastizität gebracht,
4. Durch regelmäßiges Training vergrößert sich das Glied in Länge und Umfang (im schlaffen und erigierten Zustand)

### ***Was man beachten sollte!***

1. Zu Beginn des Trainings den Unterdruck so erzeugen, dass der Penis eine gute, kraftvolle Versteifung (wie bei einer normalen Erektion) aufweist.
2. Das Gewebe langsam an den Unterdruck gewöhnen. So werden Hautverfärbungen vermieden. Verstärktes Anschwellen der Weichteile vor der Eichel ist normal.
3. Geistige Konzentration ist wichtig.
4. Regelmäßiges Training, aber wechselhaft.
5. Übertraining vermeiden (Pausen einlegen).
- 6\_ Das Einbeziehen der Beckenboden – Muskulaturbewegung nicht nur während des Trainings.
7. Fortschritte erst nach längeren Trainingszeiten.
8. In der Regenerationszeit (Ruhepause) tritt das Wachstum ein.
9. Auch zwischendurch vorgenommene manuelle Gegendruckmassagen verhindern

Hautverfärbungen und Blutergüsse, sie entspannen das Gewebe.



Ab einem bestimmten Lebensalter beherrscht den Mann die Angst vor Prostatabeschwerden.

Das Schröpfen – richtig angewendet – ist anderen Methoden durch die Wirkung des Unterdrucks weit überlegen- Es kommt infolge Austausch aller Gewebeflüssigkeiten zu einem blutverdünnenden Effekt. Durch die nun in verstärkte Bewegung geratenen körpereigenen Flüssigkeiten werden bereits vorhandene Krankheitsstoffe auf natürlichem Wege ausgeschwemmt.

Das so gereinigte Blut wird wieder besser mit Enzymen, Sauerstoff und Hormonen versorgt und das

Abwehrsystem kann wieder ungehindert aktiv werden.

Auf natürlichem Weg zur wiedererlangten, gefühlvollen Potenz und dies ohne Nebenwirkungen.

Eine aktive Sexualität verzögert den Alterungsprozess und hält Psyche und Körper von Mann und Frau gesund!

Nützliche Hinweise: Alle Trainingsgeräte lassen sich problemlos unter warmem Wasser mit etwas mildem Spülmittel reinigen. Einzel- und Ersatzteile können günstig nachgekauft werden. Bitte verstehen Sie alle Maßangaben als zirka Angaben.

**Shop für Medizin, Naturheilkunde, Akupunktur, Gesundheit, Wellness, medizinische Bücher,  
alles für die Frau, erektile Dysfunktion**

**Dieter Stockburger Am Oberen See 15 78056 VS-Schwenningen**

**Telefon: +49 7720 2371256 Telefax: +49 721 151 397 375**

<http://www.stockburgershop.de>